

FONCTIONNEMENT/MOUVEMENT

- 1) Placez vos mains sur le guidon.
- 2) Placez le genou de votre jambe blessée sur le support de manière à ce que votre botte ou votre platte soit au milieu de la plate-forme. Votre tibia repose ainsi sur le support.
- 3) Propulsez-vous en avant ou en arrière à l'aide de votre pied d'appui tout en gardant le genou de la jambe blessée au centre du support.
- 4) Avancez lentement afin de pouvoir vous arrêter en toute sécurité à l'aide de votre pied d'appui.
- 5) Il est possible d'utiliser le frein à main le cas échéant, mais son usage est principalement destiné à garder une position d'arrêt. La roue de freinage doit être en contact avec le sol et le frein fonctionne mieux avec un poids sur la trottinette avec repose-genou.

NESSAVEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER LA TROTTINETTE AVEC REPOSE-GENOU SANS AVOIR ATTENTIVEMENT LU LES INSTRUCTIONS.

Demandez à votre médecin ou au vendeur de la trottinette avec repose-genou de vous donner les instructions et de vous faire une démonstration le cas échéant. Si l'attache à desserrage rapide n'est pas correctement bloquée, la colonne de direction risque de bouger pendant l'utilisation de la trottinette et vous faire ainsi perdre le contrôle. Vérifiez que les goupilles fendues, les axes à épaulement, les écrous, les boulons et les attaches à desserrage rapide sont en place et serrés avant chaque utilisation afin de prévenir toute blessure. N'utilisez pas la trottinette avec repose-genou s'il manque un axe ou une goupille. L'utilisation du frein à main pendant l'utilisation du déambulateur peut entraîner un arrêt brusque.

Il s'agit d'une aide à la marche uniquement. Ne tournez pas en roue libre ou si votre pied n'est pas posé au sol. N'utilisez pas la trottinette d'escaliers, sous l'influence de

trottinette est prévu pour reposer le tibia d'une personne sur le repose-genou. Soyez prudent lorsque vous passez d'un sol moqueté à des sols durs, quand vous circulez sur des surfaces irrégulières ou si vous changez de niveau (par exemple sur des trottoirs).

FUNCIONAMIENTO/MOVIMIENTO

- 1) Coloque sus manos en las barras con palanca.
- 2) Coloque la rodilla lesionada en el cojín de manera que la parte superior de su bota o yeso en el centro de la plataforma. La parte inferior de su pierna debe quedar entonces en el cojín.
- 3) Impulsese hacia adelante o atrás con el pie sano, manteniendo la rodilla lesionada en el centro del cojín.
- 4) Muévase lentamente, de manera que pueda detenerse de forma segura con la ayuda de su pie sano.
- 5) Puede utilizar el freno de mano si es necesario. Sin embargo, este está diseñado principalmente para mantener una postura de frenado. La rueda con freno debe estar en contacto con el piso. El freno funciona mejor al tener el peso sobre el andador de rodilla.

NO INTENTE AJUSTAR NI HACER FUNCIONAR EL ANDADOR DE RODILLA SIN LEER CON ATENCION TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Consulte con su profesional de salud o el distribuidor del andador de rodilla para obtener instrucciones y una demostración si fuese necesario. No enganchar de forma apropiada la abrazadera de liberación rápida puede causar que la columna de dirección se mueva mientras que el andador de rodilla está en uso, lo que puede causar una pérdida de control. Asegúrese de que los pasadores de chaveta, los pasadores de horquilla, las tuercas, los pernos y las abrazaderas de liberación rápida estén seguros y bien ajustadas antes de cada uso, de lo

mientras está en movimiento el andador de forma abrupta. Este es solo un dispositivo de No gire mientras se desplaza un pie sobre el suelo. No utilice en o cerca de las escaleras, medicamentos psicoactivos No utilice el andador de rod mismo si está sentado. El ar destinado para que una per coloca sobre el andador. E desplaza en pisos con super difíciles, y en cualquier cambiar de niveles (por ejer



Join the Care Connection money saving offers, products to win free products and more with your symptoms.

Joinez-vous à la communauté pour profiter de nos offres d'économies d'argent, de produits à gagner gratuitement et de plus encore avec vos symptômes.

Únase a Care Connection recibir ofertas para ahorrar productos, la oportunidad de

OPERATION/MOVEMENT

- 1) Place your hands on the handle bars.
- 2) Place the knee of your injured foot on the pad so that the top of your boot or cast is in the middle of the platform. Your lower leg is then resting on the pad.
- 3) Propel yourself forward or backward with your pushing foot, keeping the knee of your injured foot centered on the pad.
- 4) Move slowly so that you can stop safely using your pushing foot.
- 5) The hand brake may be used if needed but is primarily designed to maintain a stopped stance. The braking wheel must be in contact with the floor, and the brake works best with weight on the knee walker.

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE KNEE WALKER WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

Ask your health professional or knee walker distributor to provide instruction and a demonstration if needed. Failure to properly engage the quick-release clamp may cause the steering column to move while the knee walker is in use and may cause you to lose control. Be sure to check that the cotter pins, clevis pins, nuts, bolts and quick-release clamps are secure and tight before each use or injury may result. Do not use the knee walker if any pins are missing. Use of the hand brake while in motion may cause an abrupt stop.

This is a walking aid only. Do not turn while coasting or if one foot is not on the ground. Do not use the knee walker on or near stairs or while using mind-altering drugs or alcohol or while suffering from dizziness. Do not use the knee walker to pull yourself up from a seated position. The knee walker is intended for use with a person in place on the walker. Use caution when moving from carpeted to hard surface floors and on any

Carex knee walkers offer mobility for those suffering from lower leg injuries and ailments who want to keep an active lifestyle.

- Knocks down quickly for easy transport and storage.
- Height adjustable handle bars and seat.
- Sturdy frame and tight turning radius allow for better maneuverability.

Les déambulateurs avec repose-genou Carex offrent mobilité à ceux souffrant de blessures ou de maux au tibia, mais avides de maintenir un mode de vie actif.

- Se démonte rapidement pour faciliter le transport et l'entreposage
- Guidon et siège réglables en hauteur
- Cadre robuste et rayon de braquage réduit pour une meilleure manœuvrabilité.

Los andadores de rodilla Carex ofrecen movilidad para quienes padecen de lesiones menores y dolencias en las piernas, y desean mantener un estilo de vida activo.

- Se desmonta rápidamente, lo que facilita su transporte y almacenamiento
- Barras con palanca y asiento de altura ajustable
- La estructura resistente y el radio de giro cerrado permiten una mejor capacidad de manejo.



A337C0

Carex Health Brands

PO Box 2526

Stoux Falls, SD 57101

Phone 800,526,8051

www.carex.com

Made in China



Andador
de rodilla

Weight:

Capacity:

250 lbs

Capacité

de poids:

113,4 kg