

SUCCION ORAL



Información
Respecto Al
Producto
Para
Nuestros
Clientes

EL MEDICO, LA ENFERMERA O EL TERAPISTA LE ENSEÑARA LA FORMA CORRECTA DE USAR LA MAQUINA DE SUCCION PARA LA SUCCION ORAL. SIGA LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES SIRVEN DE ADVERTENCIA.

PREPARACION

Si el paciente está alerta y capaz de cooperar, hágalo relajar y respirar profundamente varias veces. Si es posible, elévele la cabeza y el torso. Si se usa una cama hospitalaria, elévele al paciente las rodillas un poco, y luego eleve la cabecera de la cama 45 grados más o menos. Use almohadas para elevar la cabeza y el torso si no se usa una cama hospitalaria. Incline la cabeza del paciente hacia usted.

Enchufe la máquina de succión en un enchufe con toma a tierra. Prenda la máquina marcando con el botón hasta conseguir la deseada presión negativa sellando temporalmente la tubería de la máquina de succión, observando el calibrador de presión mientras se ajusta el botón. El médico indicará la correcta presión. Prenda el botón a la derecha para aumentar la presión y a la izquierda para reducirla. ¡ATENCIÓN! El calibrador NO FUNCIONA a menos que la tubería esté sellada.

Si el paciente recibe oxígeno por medio de una cánula nasal, se debe mantener en marcha durante la succión oral. Si le mandan a hacerlo, aumente la razón de surtimiento del oxígeno por unos minutos antes y durante la succión. Asegúrese de poner de nuevo el oxígeno a la razón ordenada después de completarse la succión.

LAVESE LAS MANOS CUIDADOSAMENTE

Abra el paquete de la sonda succional pero no saque la sonda. Si su médico ha ordenado un aparato para la succión oral Yankauer, téngalo listo.

Abra el guante desechable. Agarrando bien el puño, póngase el guante en la mano que usted va a usar para manejar la sonda. Con la mano del guante, saque la sonda del paquete. Durante el resto de este procedimiento, la mano del guante debe tocar sólo la sonda.

Sujete el extremo más grande de la sonda a la tubería de máquina de succión.

Con el guante puesto, ponga el extremo de la sonda en el recipiente de agua esterilizada. Mojar la sonda facilitará la inserción en la boca y cambiar de sitio en la garganta del paciente.

Para examinar el equipo: Con la mano sin guante, agarrar la tubería por el extremo donde conecta con la sonda. Ponga el pulgar de la mano sin guante sobre la válvula de control de la sonda y succione una o dos onzas de agua por la sonda. Esto confirma que la máquina está funcionando correctamente y facilitará la circulación de secreciones por la sonda y la tubería. Esta pequeña cantidad de agua en la botella colectora facilitará la limpieza.

LA SUCCION

Meta la sonda mojada o el Yankauer en un lado de la boca del paciente, guiándolo hasta alcanzar el área del fondo de la boca y la garganta superior. **NOTA IMPORTANTE: NO CIERRE LA VALVULA DE CONTROL DURANTE LA INSERCIÓN.** Esto producirá una succión en la punta de la sonda haciéndolo que se pegue al lado de la boca y la garganta. Esto dificultará la inserción y posiblemente dañará el tejido blando.

Si el paciente siente náusea, pare la inserción por unos momentos. Si la náusea persiste, haga respirar hondo al paciente y pruebe otra vez. Se puede prevenir la náusea metiendo la sonda por el lado de la boca y la garganta más bien que por encima de la lengua. Si hay náusea o tos después de que la punta de la sonda esté metida en la garganta superior, no se asuste. Simplemente, déjelo puesto, desconéctandolo de la tubería y servirá de una vía respiratoria hasta que cese la náusea o la tos.

Al alcanzar la punta de la sonda al área donde la mucosidad y la saliva se ha acumulado, alternativamente cierre y abra la válvula de control con el pulgar de la mano sin guante y maneje la sonda con el guante puesto para succionar las secreciones de la garganta y la boca. La succión intermitente que se proporciona abriendo y cerrando repetidamente la válvula de control permite una evacuación más rápida de secreciones espesas y tenaces.

Continúe cerrando intermitentemente la válvula de control con el pulgar sin guante y quite lentamente la sonda. Con el pulgar en la válvula de control, quite lentamente la sonda. Vaya girando la sonda entre el pulgar y el dedo índice de la mano del guante al ser abstraído. Esta técnica permite que la punta de la sonda recoja secreciones de todos lados y evita daños al revestimiento suave de la garganta y la boca.

El procedimiento entero de meter la sonda, succionar y quitar la sonda debe ser hecho cuidadosa y suavemente, pero para el confort del paciente, debe ser hecho rápida y decididamente. Este procedimiento requiere no más de 5 a 8 segundos.

Después de haber sacado la sonda, haga al paciente respirar profundamente varias veces. Si persiste la respiración irritante o el gorgoteo, se puede repetir el procedimiento. Si, durante el procedimiento de succionar, la sonda se obstruye de mucosidades y secreciones, sáquelo, ponga la punta en agua, y cierre la válvula de control. Esto succionará el agua por la sonda y desobstruirá todo para continuar la succión.

Bajo ciertas condiciones, el médico puede recomendar el uso de un Yankauer o un aparato para la succión de las amígdalas. Este es un tubo rígido semejante al aparato que usa el dentista. Tiene una punta levemente curvada para facilitar la succión del fondo de la boca y la garganta superior. La técnica básica de la succión oral con la sonda Yankauer es la misma que la sonda flexible.

AL COMPLETAR LA SUCCION

Después de sacar la sonda, en seguida ponga la punta de la sonda en el agua y cierre la válvula de control por unos segundos para irrigar todas las secreciones del interior de la sonda y la tubería. **Hay que tener cuidado en este procedimiento de limpieza de no succionar demasiada agua por el sistema que se desborde la botella colector.** Apague la máquina de succión. Tire el guante y la sonda en un cesto de basura forrado de plástico. Si se usa una sonda reusable, siga las siguientes instrucciones. Quite la botella colector y tire su contenido por el excusado. Limpie la botella con agua caliente varias veces y cada vez, tire el contenido por el excusado.

NOTA IMPORTANTE: NUNCA SE DEBE DEJAR QUE LA BOTELLA COLECTORA SE LLENE POR MAS DE LA MITAD ANTES DE VACIARLA.

COMO LIMPIAR LAS SONDAS REUSABLES

Bajo recomendación médica se proveerán sondas reusables o un Yankauer. Se debe ejercer un especial cuidado al lavar las sondas.

1. Lave completamente las sondas en agua tibia con jabón. Enjuague bien con agua limpia.
2. En otro pequeño recipiente con tapa, enjuague la sonda o el Yankauer en una solución recomendada y por el tiempo estipulado por el médico, la enfermera o el terapeuta.
3. Usando un guante desechable, quite la sonda, dejando que se escurra el líquido, póngalo en un limpio recipiente con tapa para el uso posterior.